

	PERBAIKAN ALAT ELEKTROMEDIK		
	No. Dokumen 3.02.01.3.01.039	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2024	Ditetapkan Direktur Utama  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Perbaikan alat elektromedik adalah kegiatan perbaikan yang dilaksanakan oleh teknisi elektromedik secara rutin dan berencana tanpa permintaan user/kepala unit, atau dengan permintaan user/kepala unit karena rusak emergensi, kegiatan ini meliputi : pengecekan, penggantian komponen minor dan mayor serta <i>adjustment</i> terhadap variabel elektronik.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">Sebagai acuan perbaikan alat elektromedik.Mengembalikan fungsi alat medik keposisi normal sehingga tingkat keakurasian dan keamanan terpenuhi sesuai standar servis manual.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-058/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Unit IPSRS		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Petugas elektromedis memeriksa jadwal kegiatan atau surat permintaan perbaikan dari user/kepala unit.Petugas elektromedis menyiapkan kebutuhan alat kerja, kertas kerja dan lainnya.Petugas elektromedis meminta izin kepada user/kepala unit untuk kegiatan perbaikan alat elektromedik dikerjakan sesuai dengan jadwal atau permintaan user/kepala unit.Petugas elektromedis meminta informasi terkait masalah/kejadian kerusakan, melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan alat elektromedik (aksesoris), serta periksa kondisinya tulis hasilnya pada kertas kerja/formulir lembar ceklis, selanjutnya dengan pemeriksaan body alat, lalu hidupkan alat, amati semua indikator/fungsi dan catat pada kertas kerja.Petugas elektromedis membongkar cover alat yang akan diperbaiki.Petugas elektromedis melakukan analisa masalah berdasarkan W-diagram pada servis manual alat, jika ditemukan kerusakan berdasarkan		

TERKENDALI

	PERBAIKAN ALAT ELEKTROMEDIK		
	No. Dokumen 3.02.01.3.01.039	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
	<p>pemeriksaan dan test dengan alat ukur maka petugas melakukan penggantian komponen/modul yang rusak. Lanjutkan dengan uji fungsi alat dan test phantom jika hasil baik dan aman alat dikemas kembali dengan menutup covernya, laporkan kepada <i>user</i>/kepala unit bahwa alat telah diselesaikan.</p> <p>7. Petugas elektromedis memberikan hasil pemeriksaan selalu memberikan keterangan alat kondisi laik pakai atau tidak laik pakai.</p> <p>8. Petugas elektromedis memberikan kesimpulan tentang kondisi dan pernyataan laik atau tidak laik pakai.</p>		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Unit Rawat Inap - Unit Intensif - Unit Poliklinik - Unit Kamar Operasi & CSSD - Instalansi Gawat Darurat - Unit Dialisis - Unit Farmasi - Unit Rehabilitasi Medik - Unit Radiologi - Unit Laboratorium <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; display: inline-block; margin-top: 20px;"> TERKENDALI </div>		