

# PENGIRIMAN SPESIMEN RUJUKAN

No. Dokumen  
DIR.02.02.01.053


No. Revisi  
00

Halaman  
1 / 2

## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit  
15 Agustus 2023

Ditetapkan  
Direktur



dr. R. Alief Radhianto, MPH

### Pengertian

- Pengiriman specimen rujukan adalah kegiatan pengiriman spesimen yang dirujuk ke luar rumah sakit dengan sistem 1 (satu) pintu.

### Tujuan

- Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pengiriman pengiriman spesimen yang dirujuk.

### Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-039/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Laboratorium

### Prosedur

1. Petugas menentukan tempat rujukan dimana spesimen tersebut akan dirujuk dengan melihat daftar rujukan laboratorium.
2. Petugas mengisi formulir rujukan pemeriksaan laboratorium yang akan dikirim meliputi nama pasien, alamat, umur, jenis kelamin, dan jenis pemeriksaan dan ditujukan kepada laboratorium mana spesimen tersebut harus dirujuk.
3. Petugas mencatat di buku rujukan meliputi :
  - a. Tanggal pengiriman spesimen
  - b. Identitas pasien sesuai label dari LIS
  - c. Ruang/Poli
  - d. Permintaan pemeriksaan laboratorium
  - e. Tempat rujukan
  - f. Jenis *sample*
4. Petugas menyimpan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium di buku rujukan.
5. Petugas menyiapkan spesimen yang akan dikirim, khusus untuk spesimen serum dimasukkan pada *cup sample* lalu ditutup parafilm untuk mencegah kebocoran dan diberi label identitas.
6. Petugas memasukkan spesimen ke dalam plastik *ziplock*.
7. Petugas menelepon tempat rujukan yang akan dituju agar mengambil



## PENGIRIMAN SPESIMEN RUJUKAN

No. Dokumen  
DIR.02.02.01.053

No. Revisi  
00

Halaman  
2 / 2

spesimen ke laboratorium rumah sakit.

8. Untuk tempat rujukan yang tidak mempunyai kurir, petugas menggunakan kurir rumah sakit.
9. Petugas menyerahkan spesimen setelah kurir datang. Kurir memeriksa kelengkapan data dan spesimen.
10. Spesimen segera dikirim ke laboratorium rujukan

**Unit Terkait**

– Kurir Rumah Sakit