

	PEMELIHARAAN ALAT ELEKTROMEDIK		
	No. Dokumen 3.02.01.3.01.038	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2024	Ditetapkan Direktur Utama  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Pemeliharaan alat elektromedik adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh teknisi elektromedis secara rutin dan berencana tanpa permintaan user, Kegiatan ini meliputi pengecekan, cleaning, adjusment minor dan pemeliharaan mekanis.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">Sebagai acuan pemeliharaan alat elektromedikMenjaga kesiapan alat dalam kebutuhan operasional dan meminimalisasi tingkat kerusakan dan biaya perbaikan.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-058/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Unit IPSRS		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Petugas elektromedis memeriksa jadwal kegiatan.Petugas elektromedis menyiapkan alat kerja dan kertas kerja yang diperlukan.Petugas elektromedis meminta izin kepada user/kepala unit untuk kegiatan pemeliharaan alat/preventive maintenance dikerjakan sesuai dengan jadwal.Petugas elektromedis melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan alat elektromedik (aksesoris), serta memeriksa kondisinya kemudian menulis hasilnya pada kertas kerja/ formulir lembar ceklis, selanjutnya dengan pemeriksaan body alat.Petugas elektromedis menghidupkan alat, amati semua indikator/ fungsi jika tidak sesuai lakukan pemeliharaan/adjustment minor.Petugas elektromedis melakukan pengukuran terhadap parameter fungsi dengan alat ukur khusus dan presisi yang direkomendasi pabrikan.Petugas elektromedis mencatat hasil kegiatan di kertas kerja/lembar ceklis. kemudian hasil kerja ditandatangani oleh user/kepala unit.		

TERKENDALI

	PEMELIHARAAN ALAT ELEKTROMEDIK		
	No. Dokumen 3.02.01.3.01.038	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
	8. Petugas elektromedis memberikan hasil pemeriksaan dan keterangan alat kondisi laik pakai atau tidak laik pakai. 9. <i>User</i> /pengguna yang menggunakan alat kesehatan, diharapkan menjaga kebersihan dan membersihkan alat setelah alat digunakan.		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Unit Admisi & Billing - Unit Poliklinik - Unit Rawat Inap - Unit Intensif - Unit Hemodialisa - Unit Laboratorium - Unit Rehabilitasi Medis - Unit Radiologi <div data-bbox="970 712 1422 869" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> TERKENDALI </div>		