

	MEMBERSIHKAN DAN DEKONTAMINASI		
	MOBIL AMBULANCE		
	No. Dokumen DIR.12.O.01.009	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Agustus 2023	<div>Ditetapkan Direktur</div>  <div>dr. R. Alief Radhianto, MPH</div>	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none">- Proses dekontaminasi merupakan proses menghilangkan semua mikroorganisme, kecuali endospore yang menempel pada peralatan dimobil ambulance- Dekontaminasi ambulans adalah kegiatan pembersihan dengan menggunakan cairan desinfektan setelah ambulans di gunakan		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">- Mempersiapkan ambulans dalam keadaan bersih, rapid dan siap pakai serta tidak menjadi sumber infeksi- Terselenggaranya pelayanan yang aman dan focus pada keselamatan pasien		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-052/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Sterilisasi		
Prosedur	<div>A. Petugas mempersiapkan alat dan bahan sebagai berikut :</div> <div><div>1. APD (sarung tangan, masker, skort, sepatu boot)</div><div>2. Ember</div><div>3. Klorin 0,5%</div><div>4. Lap bersih</div><div>5. Lap disposable</div><div>6. Kantong plastik kuning</div></div> <div>B. Prosedur :</div> <div><div>1. Setelah pemakaian ambulance, petugas ambulance melakukan kebersihan dibagian dalam ambulance.</div><div>2. Petugas memakai APD (sarung tangan, masker, sepatu boot dan skort).</div><div>3. Seluruh pintu ambulance dibuka.</div><div>4. Larutan klorin 0,5% dengan perbandingan 1cc : 9cc air.</div><div>5. Jika terkena paparan dibersihkan dengan lap semua yang terkena paparan lalu lap dibuang ke kantong kuning, kemudian dibersihkan</div></div>		

	MEMBERSIHKAN DAN DEKONTAMINASI MOBIL AMBULANCE		
	No. Dokumen DIR.12.0.01.009	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
	<p>lagi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Setelah itu dilakukan pembilasan dan dikeringkan dengan menggunakan lap kering. 7. Dekontaminasi ambulance di lakukan seminggu 1 kali setiap hari jumat 8. Dekontaminasi dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila terpapar cairan tubuh 		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> – Instalasi Gawat Darurat – Driver Ambulance 		