



|  | DESINFEKSI TINGKAT TINGGI (DTT)   |  |                |
|---|---|--|----------------|
|   | No. Dokumen<br>DIR.01.05.01.055   | No. Revisi<br>00   | Halaman<br>1/1 |
| STANDAR<br>PROSEDUR<br>OPERASIONAL  | Tanggal Terbit<br>25 Agustus 2023   | Ditetapkan<br>Direktur<br><br>dr. R. Alief Hadhianto, MPH |                |
| Pengertian  | Pembersihan instrumen dengan larutan desinfectan tingkat tinggi (DTT) adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan semua mikroorganisme dari benda mati atau instrumen dengan larutan desinfectan kimiawi (alkacide) tingkat tinggi dengan efek sporisidal.   |  |                |
| Tujuan  | <ul style="list-style-type: none"><li>– Sebagai acuan dalam melakukan desinfeksi tingkat tinggi.</li><li>– Membunuh aktivitas baktericidal, micobactericidal, fungicidal, sporacidal dan virucidal seperti virus Hepatitis B, virus hepatitis C dan HIV.</li><li>– Memutus rantai penularan infeksi dengan mengurangi tingkat kontaminasi microbial pada intrumen bedah.</li></ul>  |  |                |
| Kebijakan   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-052/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Atau CSSD Rumah Sakit Hamori</li></ul>  |  |                |
| Prosedur  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas CSSD menggunakan alat pelindung diri.</li><li>2. Petugas CSSD menggunakan alkacide sampai terisi 20 ml larutan pada tutup takaran, lalu tuangkan kedalam 1 liter air (bila menggunakan 5 liter air maka alkacide yang dibutuhkan sebanyak 100 ml).</li><li>3. Petugas CSSD menuangkan alkacide kedalam wadah perendaman sesuai dengan volume yang dibutuhkan, lalu masukkan alat yang sudah dilakukan <i>cleaning</i>.</li><li>4. Petugas CSSD merendam Instrumen dengan sempurna didalam larutan Alkacide dan rendam selama 15 menit atau waktu yang direkomendasikan.</li><li>5. Petugas CSSD membilas instrumen dengan air RO setelah proses perendaman selesai</li></ol> |  |                |
| Unit terkait  | <ul style="list-style-type: none"><li>– Unit Rawat Inap</li><li>– Unit Rawat Jalan</li><li>– Instalasi Bedah Sentral</li><li>– Unit Farmasi</li></ul>   |  |                |