
	PEMERIKSAAN GLUKOSA DARAH (POCT)		
	No. Dokumen DIR.02.02.01.018	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 17 November 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Indra Maryunif, MARS	
Pengertian	POCT merupakan pemeriksaan sederhana dengan menggunakan sampel darah jumlah sedikit.		
Tujuan	Untuk mempermudah dan mempercepat pemeriksaan glukosa darah.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-039/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Laboratorium		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memasukkan strip glukosa untuk mengaktifkan alat.2. Petugas melakukan desinfeksi dengan kapas alkohol 70% pada jari pasien yang akan diambil darah dan dibiarkan kering.3. Petugas menusuk area pengambilan darah, biarkan darah keluar dengan sendirinya.4. Petugas mengusap darah yang pertama keluar.5. Pada layar alat akan muncul gambar tetesan darah, menandakan strip dimasukkan dengan benar dan siap digunakan.6. Masukkan tetesan darah pada ujung strip sampai gambar tetesan darah hilang dan berganti dengan waktu pemeriksaan.7. Pada layar akan ada waktu pemeriksaan menghitung mundur 5 detik kemudian akan muncul hasil pengukuran.8. Hasil pengukuran akan muncul di layar alat beserta satuan, tanggal dan jam pemeriksaan.		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none">- Instalasi Gawat Darurat- Unit Rawat Jalan- Unit Rawat Inap- Unit Intesif		