

PENGIRIMAN SPESIMEN PAP SMEAR KE LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

No. Dokumen
DIR.02.02.01.055

No. Revisi
00

Halaman
1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit
15 Agustus 2023

Ditetapkan
Direktur



dr. R. Alief Radhianto, MPH

Pengertian

- Pengiriman specimen pap smear ke laboratorium patologi anatomi adalah Kegiatan pengiriman spesimen yang di rujuk ke luar rumah sakit dengan sistem 1 (satu) pintu.
- Patologi anatomi merupakan laboratorium khusus untuk mendiagnosis penyakit melalui materi biologi yang berasal dari organ jaringan, sel atau cairan tubuh.
- Sitologi merupakan pemeriksaan sel dengan menggunakan cairan tubuh, misalnya pemeriksaan pap smear pada ginekologi

Tujuan

- Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pengiriman spesimen yang dirujuk.
- Bahan pemeriksaan sesuai dengan persyaratan pemeriksaan
- Menghindari kesalahan dalam pengiriman specimen rujukan pemeriksaan patologi anatomi

Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-039/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Laboratorium

Prosedur

1. Dokter ruangan/dokter poli melakukan pengambilan sampel. Dan siapkan alat dan bahan untuk pengambilan sampel pap smear.
2. Dokter/perawat mempersiapkan label identitas pasien yang memuat : nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, ruangan/poli.
3. Sampel yang sudah diambil oleh dokter dibuat sediaan apus pada objek *glass* yang telah diberi identitas pasien, kemudian dikirim ke laboratorium untuk dilakukan fiksasi menggunakan alkohol 95% selama 30 menit. Biarkan sediaan apus kering.
4. Sediaan dikirim ke laboratorium bersama dengan formulir permintaan pemeriksaan sitologi ginekologi yang sudah diisi lengkap meliputi, dokter

PENGIRIMAN SPESIMEN PAP SMEAR KE LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

No. Dokumen
DIR.02.02.01.055

No. Revisi
00

Halaman
2 / 2

pengirim, rumah sakit pengirim, identitas pasien, bahan sediaan, lokasi pengambilan sampel, keterangan klinik, pemeriksaan yang dilakukan, diagnosa, tanggal permintaan dan tanda tangan dokter pengirim.

5. Setelah sediaan apus kering, masukkan ke dalam plastik *ziplock*.
6. Sediaan apus dan formulir pemeriksaan sitologi ginekologi dikirim ke laboratorium rujukan patologi anatomi oleh kurir rumah sakit.
7. Petugas laboratorium mencatat pengiriman pada buku rujukan patologi anatomi yang meliputi, tanggal permintaan, nomor order pemeriksaan laboratorium, data identitas pasien, dan jenis pemeriksaan

Unit Terkait

- Unit Rawat Inap
- Kurir Rumah sakit